

BSN medical

BSN medical

BSN MEDICAL
UNIÓN EUROPEA

Cutimed Sorbact

Apósitos para heridas superficiales y/o profundas



INDICACIONES

Indicado en heridas exudativas, colonizadas, contaminadas e infectadas. Para la prevención y el tratamiento de la infección.

MATERIAL Y COMPOSICIÓN

Acetato altamente hidrofóbico
Éster de ácido graso DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro)

PRESENTACIÓN

7 cm x 9 cm | 4 cm x 6 cm | 2 cm x 50 cm

Cutimed Sorbact Gel

Para heridas secas y con bajo o moderado exudado



INDICACIONES

Humecta la herida promoviendo la granulación. Facilita el desbridamiento del tejido necrótico. Indicado en heridas con bajo nivel de exudado, contaminadas, colonizadas o infectadas, úlceras venosas, arteriales y diabéticas.

MATERIAL Y COMPOSICIÓN

Apósito estéril de adhesión bacteriana con Hidrogel

PRESENTACIÓN

7,5 cm x 7,5 cm

Cutimed gel

Hidrogel para preparar la herida para un desbridamiento autolítico



INDICACIONES

Proporciona humedad al tejido necrótico seco y fibrinoso. Indicado en heridas con tejido fibrinoide o necrótico, quemaduras, abrasiones y lesiones por presión.

MATERIAL Y COMPOSICIÓN

Gel a base de carbomer 940, glicerina y agua destilada.

PRESENTACIÓN

15 gr

Cutimed cavity

Para el tratamiento de heridas profundas y superficiales



INDICACIONES

Indicada en heridas cavitadas o tunelizadas. Mantiene la humedad necesaria para la granulación y epitelización, absorbiendo hasta 5 veces su peso. Optimiza la cicatrización de heridas con niveles de exudado moderado a alto.

MATERIAL Y COMPOSICIÓN

Espuma hidrofílica conformable compuesto de poliuretano de poros cerrados.

PRESENTACIÓN

10 cm

Cuticell

Para la regeneración de la piel



INDICACIONES

Promueve la cicatrización permitiendo al exudado drenar fácilmente hacia un apósito secundario. Favorece la epitelización. Permeable al aire y al exudado. Indicado en quemaduras de 1ª y 2ª, cortes, abrasiones, cicatrización por 2ª y 3ª intención, zonas donantes y receptoras, heridas limpias.

MATERIAL Y COMPOSICIÓN

Gasa estéril antiadherente elaborada en tela de acetato, impregnada con Eucerit (lanolina)

PRESENTACIÓN

7,5 x 7,5 cm

Hypafix

Para fijar apósitos rápido y fácil



INDICACIONES

Protege heridas extensas y post quirúrgicas. Adherencia eficaz en zonas cóncavas y convexas. Indicado para fijar tubos, catéteres, sondas, cánulas y aparatos de medición. Fijación de apósitos en áreas grandes, particularmente en articulaciones o partes del cuerpo contorneadas o con movimiento.

MATERIAL Y COMPOSICIÓN

Adhesivo hipoalergénico, poroso y elástico permeable al aire y la humedad.

PRESENTACIÓN

5, 15, 20 cm

Leukoplast

Para fijación adhesiva



INDICACIONES

Favorece la cicatrización y suaviza la piel. Indicado para fijar Vendaje tipo Robert Jones, catéteres, apósitos, gasas y cánulas.

MATERIAL Y COMPOSICIÓN

Espاردrappo de tela, blanco con lanolina, adhesivo de caucho y óxido de zinc.

PRESENTACIÓN

2,5 cm x 9,14 cm | 5 cm x 9,14 cm | 7,5 cm x 9,14 cm